



¿Existen contraindicaciones en el tratamiento de cavitación?

Como en cualquier técnica hay situaciones que contraindican el uso de ultrasonidos, tales como la presencia de heridas u otras patologías en la zona a tratar, prótesis metálicas, alteraciones de la sensibilidad cutánea, alteraciones de la coagulación de la sangre así como varices y/o antecedentes recientes de tromboflebitis o flebotrombosis. A estas contraindicaciones cabe añadirles las correspondientes al uso de corrientes tales como portadores de marcapasos, etc.



¿Hay que seguir algún tratamiento anterior o posterior?

Después de una sesión con IMPACT es siempre necesario realizar un drenaje linfático con presoterapia, además durante todo el tratamiento es necesario ingerir al menos 1,5 litros de agua diarios para ayudar a eliminar del organismo la grasa destruida con IMPACT.

Como en cualquier tratamiento de remodelación corporal, un control de la ingesta y la toma de líquidos siempre es recomendable. Igualmente una vez se ha conseguido el resultado deseado, es importante establecer un programa de mantenimiento.

¿Cuánto tiempo ha de transcurrir de una sesión a otra?

Lo habitual es realizar una sesión semanal, aunque en algunos casos se pueden realizar dos por semana, especialmente cuando se realizan sesiones cortas.

¿Es doloroso el tratamiento?

No es doloroso. Lo habitual es sentir un hormigueo confortable que corresponde a la intensidad de las corrientes de electroporación, aunque esta sensación varía tanto entre personas como entre zonas de tratamiento. Además de este hormigueo es normal sentir un ligero zumbido en el oído cuando está en funcionamiento la cavitación.

Ref. 970570. Abril 2009 / Diseño Gráfico : Entrezonés



ATENCIÓN AL CLIENTE:
Tel. 902 10 68 17 · e-mail: info@sorisa.com

SOR Internacional, S.A.
C/ Moianès, 13 – Pol. Ind. Can Casablanques
08192 Sant Quirze del Vallès - Barcelona - España
Tel. 902 10 68 17 - Fax 93 721 47 74
www.sorisa.com · e-mail: sorisa@sorisa.com

IMPACT

Modela la figura a la velocidad del sonido

¿Qué es y para qué sirve el IMPACT?

El IMPACT es un equipo que combina ultrasonidos de 40 KHz con corrientes de electroporación destinado a tratamientos de adiposidad localizada, remodelación corporal, celulitis y flacidez.

¿Qué es la CAVITACIÓN?

Se llama cavitación a la formación de burbujas que origina la vibración sónica. Dichas burbujas pueden ser estables, crecer y colapsarse (implosión), ejerciendo con ello una acción mecánica sobre el tejido adiposo destruyéndolo de una forma no invasiva e indolora.

¿Qué es la ELECTROPORACIÓN?

La electroporación consiste en el uso de corrientes de media frecuencia para la abertura de microporos transitorios en la capa externa de la piel y en la membrana celular, lo cual facilita la penetración de los activos del cosmético utilizado, e incrementando la efectividad del tratamiento. Es una alternativa muy eficaz e indolora a la mesoterapia con agujas.

¿Qué efectos produce?

La acción combinada de ultrasonidos, electroporación y gel activo, actúa en la remodelación corporal dando lugar a una importante pérdida de perímetro, actuando no sólo sobre la adiposidad localizada sino también sobre la celulitis y la flacidez cutánea.



¿En qué consiste una sesión?

Una sesión con IMPACT se divide en distintas partes, primero se combina la acción de los ultrasonidos con gel activo, ya sea anticelulítico como tensor, con corrientes de electroporación. Tras la aplicación de ambas técnicas (que se realiza conjuntamente ya que el cabezal de ultrasonidos es a su vez el electrodo de corrientes de electroporación), se realiza un drenaje mediante presoterapia para ayudar a eliminar la grasa que se haya podido liberar.

¿Cuánto dura una sesión?

Depende de la zona a tratar, pero por lo general suele ser unos 40 minutos de ultrasonidos combinados con electroporación más 20 minutos de presoterapia.

¿Cuántas sesiones son necesarias?

Dependerá de la importancia, severidad y extensión del problema, pero por lo general se suelen realizar unas 10 sesiones con una frecuencia de una sesión por semana.

¿Qué resultados se consiguen?

Con IMPACT en pocas sesiones se reduce perímetro, se mejora de la calidad de la piel y se pierde tanto peso como volumen.

¿Es seguro el tratamiento?

Sí, es seguro siempre y cuando se sigan las pautas del tratamiento y se tengan en cuenta las contraindicaciones correspondientes.

La combinación de ultrasonidos con electroporación es una forma no invasiva e indolora para reducir el espesor del pániculo adiposo que no representa ningún riesgo para el/la paciente siempre que se utilice siguiendo las pautas, indicaciones y contraindicaciones correspondientes.

